

Provtagning till immuncytohematologisk undersökning

Bemanning: Vardagar kl 08.00 - 16.00.

Övrig tid via beredskap – Kontakta Blodcentralen Skåne, Lund 046-173220.

Tidbokning:

Akuta analyser skall aviseras till "ICH-lab".

CD34-bestämning skall vara laboratoriet tillhanda kl 8.00 om ev. PBSC ska utföras samma dag.

Remiss: Ska alltid medfölja, använd gärna gul konsultationsremiss.

Använd speciell remiss till Chimerismbestämning.

Rör:

| Analys | Prov-material | Rör | Antal | Förvaring |
|--------------------------------------|------------------|---|-------|----------------------|
| Immuno-fenotypning MRD-bestämning | Perifert blod | 7 mL med heparin (grön kork) | 3 | + 20 °C 20 timmar |
| | Benmärgs-aspirat | Speciellt mediumrör (finns på ICH-lab) fylls med 1-3 mL aspirat | 1 | + 20 °C 20 timmar |
| CE-analys | Perifert blod | 7 mL med heparin (grön kork) | 3 | + 20 °C 20 timmar |
| | Benmärgs-aspirat | Speciellt mediumrör (finns på ICH-lab) fylls med 1-3 mL aspirat | 1 | + 20 °C 20 timmar |
| | Likvor | Sterilt utan tillsats | 1 | + 4 °C 20 timmar |
| | Punktion | Rör med heparin (grön kork) – eller EDTA (lila kork) Förvara i 1-2 mL fys. koksalt | 1 | + 4 °C 20 timmar |
| | PAD | Förvaras i fys. koksalt alternativt odlingsmedium. | 1 | + 4 °C 20 timmar |
| CD34-bestämning | Perifert blod | 5 alternativt 7 mL med heparin (grön kork) | 1 | Se tidbokning |
| PNH-analys | Perifert blod | 4,5 alt. 7 mL med EDTA (lila kork) | 1 | + 4 °C 1 vecka |
| Chimerism-bestämning | Perifert blod | 7 mL med EDTA (lila kork) | 1 | + 20 °C 20 timmar |
| | Benmärgs-aspirat | Speciellt mediumrör (finns på ICH-lab) fylls med 1-3 mL aspirat alternativt 10 mL rör med ACD | 1 | + 20 °C 20 timmar |

Förse rör och remiss med följande information före provtagning:

- Patientens namn (tilltalsnamn och efternamn).
- Fullständigt personnummer (12 siffror eller födelsedatum jämte unikt DA-nr. sk PAS-nummer.)

Oidentifierade personer - Ange de uppgifter som finns på identitetsbandet, d.v.s. unikt löpnummer, kön och ort.

Blodsmitta

Vid känd eller misstänkt blodsmitta **skall** rör och remiss märkas med etikett "Blodsmitta".
Röret/rören **skall** transporteras i separat provbehållare.

Fyll dessutom i följande uppgifter på remissen:

- Avdelning/sjukhus (Kund-kod) och provtagningsdatum.
- Önskad undersökning och patientens diagnos.
- Släktskap vid familjeutredning.
- Vid antikroppsutredning och korstest - Ange om och när patienten fått blodtransfusion.
- Om svarskopia ska skickas och i så fall till vem.